

### Технический паспорт

**Пробирка лабораторная 5 мл, цилиндрическая, 16 × 60 мм, с винтовой крышкой и основанием**

Код изделия производителя: **10160**

Артикул поставщика: **11005623**

#### Описание

**Пробирка 5 мл, цилиндрическая, с коническим дном на основании.** Винтовая крышка белого цвета из полиэтилена. Изделие имеет четкую градуировку и матовое окно для записи информации. Упаковка 100 штук. Не содержит латекс. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 6000 g в течение 20 минут.

*CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.*

#### Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал пробирки	Полипропилен
Материал крышки	Полиэтилен
Температурный диапазон для пробирки	от -10°C до +121°C
Температурный диапазон для крышки	от -50°C до +75°C
Шкала градуировки	мин. 1 мл – макс. 5 мл
Цена деления	1 мл
Размеры пробирки	Ø 16 × 60 мм
Размеры крышки	Ø 20 × 11 мм
Вес пробирки	2,5 гр.
Вес крышки	0,9 гр.
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

#### Назначение

Пробирки лабораторные, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», подходит для сбора биологических жидкостей (например, мочи, крови, спермы, слюны, мокроты, гноя и т.д.), и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов. *Национальная классификация медицинских изделий (CND) - W050301020102 (Анализ образцов, пластиковые пробирки без добавок). EDMA код- 51091001- другие контейнеры для содержания биологических жидкостей*

#### Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

#### Упаковка

Количество (шт.): 1000

Внутренняя упаковка (шт.): 100






Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 31×28,5×40,5

Вес (кг): 4,20

Объем (м³): 0,035

#### Символы на упаковке

- |   |                   |   |                               |   |  |
|---|-------------------|---|-------------------------------|---|--|
|  | Дата производства |  | Дата истечения срока годности |  | Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам |
|  | Номер серии       |  | Одноразовое изделие           |   |  |