



Технические данные

Тампон-зонд с деревянным аппликатором

1. Код производителя

GT077-300, GT077-300-1 (аналогичные артикулы с окончанием "s" означают, что изделие стерильное).

2. Область применения

Предназначен для взятия образцов биологического материала, с возможностью их последующей безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных.

3. Используемый материал

№	Компонент	Материал
1	Наконечник	Вискоза / хлопок
2	Зонд (аппликатора)	Дерево
3	Промежуточная упаковка	Бумажная коробка
5	Транспортная упаковка	Гофрированный картон

4. Размеры

Артикул	Код производителя	Тип аппликатора	Тип наконечника	Ø аппликатора, мм	Ø наконечника, мм	Длина аппликатора, мм
18000738 18000737	GT077-300 GT077-300s	Дерево	Вискоза	2,2	5,0	152,4 (6")
18000727 18000730	GT077-300-1 GT077-300-1s	Дерево	Хлопок	2,2	5,0	152,4 (6")

5. Серия

Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.

ООО «МИНИМЕД»

6. Условия хранения

Изделие должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре $\leq 40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $\leq 80\%$

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

7. Срок годности

5 лет

8. Метод стерилизации

Изделия с артикулами с окончанием "s" стерилизованы этилен-оксидным методом.