

### Технический паспорт

#### Пробирка лабораторная 50 мл, коническая (центрифужная), с делениями, на основании, нестерильная

Код изделия производителя: **20351**

Артикул поставщика: **11005428**

#### Описание

**Пробирка 50 мл, коническая, с основанием.** Коническое дно для полного сбора образца. Изготовлена из медицинского полипропилена, особо прозрачного. Завинчивающаяся крышка голубого цвета гарантирует абсолютную герметичность, рифленая поверхность обеспечивает безопасное и легкое открытие/закрытие. Градуировка четкая и хорошо видна. Отличная устойчивость к высоким и низким температурам, хорошая стойкость к воздействию химических веществ и органических растворителей. Устойчива к фенолу/хлороформу. Автоклавируется. Не содержит латекса. Нестерильная, в упаковке по 100 штук. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 8500 g в течение 20 минут.

*CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.Igs 332 от 08/09/2000.*

#### Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал пробирки	Полипропилен
Материал крышки	Полипропилен
Температурный диапазон пробирки	от -10°C до +121°C
Температурный диапазон крышки	от -10°C до +121°C
Шкала градуировки	5-7,5-10-15-20-25-30-35-40-45-50
Размеры пробирки	Ø 30 × 115 мм
Размеры крышки	Ø 34,5 × 12,5 мм
Вес пробирки	10,4 гр.
Вес крышки	2,2 гр.
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

#### Назначение

Пробирки лабораторные, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для сбора крови и биологических жидкостей, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов. **Национальная классификация медицинских изделий (CND) - W050301020102 (Анализ образцов, пластиковые пробирки без добавок).**

#### Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

#### Упаковка

Количество (шт.): 500

Внутренняя упаковка (шт.): 100






Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 55×35,5×45,7

Вес (кг): 7,9

Объем (м<sup>3</sup>): 0,089

#### Символы на упаковке

- |   |                   |   |                               |   |  |
|---|-------------------|---|-------------------------------|---|--|
|  | Дата производства |  | Дата истечения срока годности |  | Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам |
|  | Номер серии       |  | Одноразовое изделие           |   |  |