

1. Назначение изделия, технические характеристики.

- 1.1 Лотки медицинские металлические (в дальнейшем – лотки) предназначены для размещения в них инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур.
- 1.2 Лотки изготавливаются в трёх исполнениях: большой; средний; малый, а так же с крышкой или без (по просьбе заказчика).
- 1.3 Лотки должны эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 10⁰С до 35⁰С и относительной влажности воздуха 80% при температуре 25⁰С.
- 1.4 Обозначение и габаритные размеры лотков:

ЛМПу – «Ока-Медик»	ЛМПч – «Ока-Медик»	ЛМСт – «Ока-Медик»
ЛМПу-200 (200x150x25мм)	ЛМПч-160 (160x70x25 мм)	ЛМСт- на бинструментов
ЛМПу-260 (260x180x30мм)	ЛМПч-200 (200x120x30 мм)	(195x90x22 мм)
ЛМПу-300 (300x220x30мм)	ЛМПч-260 (260x160x32 мм)	
ЛМПу-400 (400x300x40мм)		

- 1.5 Масса лотков: ЛМПу-200 – 0,2кг; ЛМПу-260 – 0,41кг; ЛМПу-300 – 0,52кг; ЛМПу-400 – 0,8кг; ЛМСт-бинструментов – 0,16кг; ЛМПч-160 – 0,15кг; ЛМПч-200 – 0,21кг; ЛМПч-260 – 0,31кг.
- 1.6 Основные металлические детали лотков изготовлены из нержавеющей стали типа 12Х18Н10Т или 08Х18 по ГОСТ 5632.
- 1.7 На горизонтальной плоскости лотки стоят без перекоса и качки.
- 1.8 Лотки устойчивы к циклам обработки, состоящим из дезинфекции и стерилизации паром, или в сухожаровом шкафу, или химическим способом по МУ 287-113.
- 1.9 Средний срок службы лотков не менее 5 лет.

2. Комплектность.

Комплект поставки изделий:

- 2.1 Лоток одного вида из таблицы - 1шт;
- 2.2 Паспорт (этикетка) – 1шт;
- 2.3 Крышка (указывается отдельно при заказе) – 1шт.
- 2.4 Пункт 2.3 указывается отдельно при заказе и при обычном заказе не поставляется.

3. Хранение.

- 3.1 Лотки в упаковке предприятия изготовителя хранятся в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40⁰С и относительной влажности 80% при 25⁰С. Воздух помещения не должен содержать коррозионно-активных примесей.
- 3.2

4. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок – 2 года со дня продажи.

5. Сведения о рекламациях.

В период действия гарантийных обязательств рекламации направлять по адресу: 607100, Нижегородская обл, г Навашино, ул Дорожная 13, тел (83175) 5-54-84; 5-65-15. Желательно прислать фото брака на электронную почту

ООО Производственное предприятие «Ока-Медик».
607100, Нижегородская обл, г Навашино, ул Дорожная 13
Тел (83175) 5-54-84; 5-56-15
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
На ремонт (замену) в течении гарантийного срока

Приобретено _____

МП

Подпись руководителя учреждения владельца

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию но не позднее чем через 12 месяцев со дня продажи (при покупке для длительного хранения условия обговариваются в договоре отдельно).

Контролёр _____ Упаковщик _____

Дата _____ Дата _____