

## Паспорт

### Штативы металлические для лабораторных принадлежностей МИДП.300100.002 ТУ

#### 1. Назначение

Предназначены для размещения лабораторных принадлежностей (пробирок, контейнеров, виал) при проведении работ в научно-исследовательских лабораториях.

#### 2. Основные технические характеристики

Наименование	Лабораторная принадлежность	Габаритные размеры, мм (пред. откл. ±2 мм)	Количество гнезд, шт.	Диаметр гнезда, мм
Ш-10/30 К	Контейнеры 30 мл	203 × 85 × 63	10	30
Ш-10/43 К	Контейнеры 60 мл	263 × 111 × 63	10	43
Ш-10/60 К	Контейнеры 120 мл	348 × 149 × 63	10	60
Ш-10/18	Пробирки Ø до 18 мм	110 × 65 × 94	10	18
Ш-10/23	Пробирки Ø до 23 мм	170 × 70 × 128	10	23
Ш-10/30	Пробирки Ø до 30 мм	205 × 85 × 95	10	30
Ш-10/43	Пробирки Ø до 43 мм	268 × 111 × 97	10	43
Ш-20/18	Пробирки Ø до 18 мм	210 × 65 × 94	20	18
Ш-40/18	Пробирки Ø до 18 мм	210 × 125 × 94	40	18
Ш-40/15	Пробирки Флоринского Ø до 15 мм	210 × 125 × 95	40	15
Ш-100/15	Пробирки Флоринского Ø до 15 мм	215 × 210 × 63	100	15
Ш-25/23	Пенициллиновые флаконы (виалы) на 10 мл и 15 мл	152 × 152 × 46	25	23
ШМБ-40/18	Пробирки Ø до 18 мм	247 × 163 × 115	40	18

- Штативы изготовлены из ленты марок Амг, Амц по ГОСТ 13726 или листа марок Амг, Амц по ГОСТ 21631. Данный материал обеспечивает легкость и долговечность изделия.
- Изделия устойчивы к воздействию стерилизации по МУ 287-113 водяным паром при давлении 0,20 МПа или воздушным методом при температуре  $(160 - 180)_{-10}^{+2}$  °С. Перед стерилизацией изделия должны подвергаться предстерилизационной очистке ручным способом по МУ 287-113.
- Возможна обработка дезинфицирующими средствами.

#### 3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Штативы упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 с этикеткой внутри. Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировании. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150.

#### 4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила работы с изделиями из металла.

#### 5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

#### 6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМедПром», 242600, РФ, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5.

Поставщик: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с.Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие штативов металлических для лабораторных принадлежностей требованиям МИДП.300100.002 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.