

Технический паспорт

Наконечники для дозаторов с фильтром 20-300 мкл, для ПЦР, тип Eppendorf®, с делениями, стерильные, в штативе

Код изделия производителя: **9620**

Артикул поставщика: **12001413**

Описание

Наконечники стерильные с фильтром, тип Эппендорф®, 20-300 мкл, с делениями. Наконечники с фильтром производятся в стерильных условиях, с целью устранения риска загрязнения и возникновения ложных результатов, вызванных загрязненными наконечниками. Гидрофобный фильтр не содержит карбоксиметилцеллюлозу. Изделия свободны от человеческой ДНК, ДНК-аз, РНК-аз, кадмия и апирогенны. Предназначены для использования в молекулярной биологии, клеточной культуре, бактериологии, вирусологии, иммунологии и радиоиммунологии. Поставляются по 96 штук в штативе с крышкой, индивидуально запакованной в прозрачную пленку для обеспечения стерильности изделия. Изготовлены из медицинского полипропилена. *Автоклавируются, не содержат латекса.*

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| Микробиологический статус | Стерильно | ООО «МИНИМЕД» |
| Материал | Полипропилен | |
| Температурный диапазон | От -10°C до +121°C | ПЕРЕВОД ВЕРЕН |
| Объем | 20-300 мкл, с делениями | |
| Цвет | нейтральный | |
| Тип | Эппендорф® (Eppendorf®) | |
| Совместимость с марками дозаторов | Gilson®, Biohit®, Socorex®, Nichiryo®, Jencons®, Finnpipette®, Kartell® и др. | |
| Общая длина, мм | 55,0 | |
| Вес, гр. | 0,42 | |
| Срок годности | 3 года | |

Назначение

Наконечники, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для сбора биологических растворов и жидкостей, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Национальная классификация медицинских изделий (CND) – W0503020201 (Пипетки, наконечники с фильтром).

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 960

Внутренняя упаковка (шт.): 96







Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 50,5 × 14,5 × 13

Вес (кг): 2,750

Объем (м³): 0,010

Символы на упаковке

- | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------------|---|--|
|  | Дата производства |  | Дата истечения срока годности |  | Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам |
|  | Номер серии |  | Одноразовое изделие |  | Стерилизация ионизирующим излучением |