

**Паспорт
Бюретки
ГОСТ 29251-91**

1. Назначение

Предназначены для точного отмеривания небольших количеств жидкости и для титрования.

2. Основные технические характеристики

Тип	Исполнение	Класс точности	Номинальная вместимость, мл	Цена деления, мл	Время слива воды из бюреток, с
1	2	2	$1 \pm 0,02$	0,01	От 20 до 45
	2		$2 \pm 0,02$	0,01	От 25 до 70
	2		$5 \pm 0,02$	0,02	От 40 до 95
	1:3		$10 \pm 0,05$	0,05	От 45 до 75
	1:3		$25 \pm 0,1$	0,1	От 25 до 75
	1:3		$50 \pm 0,1$	0,1	От 30 до 100
	1:3		$100 \pm 0,2$	0,2	От 30 до 100

- Бюретки изготовлены в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 29251-91.
- Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 () или медведковского стекла по ГОСТ 19808 ().
- Тип 1 – без установившегося время ожидания.
- Исполнения:
 - с односторонним крином. Имеют конусный стеклянный односторонней прицифрованный край с резьбовым уплотнением;
 - с боковым крином (микробюретки). Имеют конусные стеклянные односторонние прицифрованные края с резьбовым уплотнением и резервуар для удобства попарвления жидкости;
 - без края (с одной в сливковой трубке).
- 0 – «Отливные», вымеряемые «на слух».

3. Упаковка, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортируя упаковку имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий – по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения – по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМедПром», 242600, РФ, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5.

Поставщик: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супошево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие бюреток требованиям ГОСТ 29251-91 при соблюдении потребителем условий – транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и приняты годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.