



ПАО «Химлаборприбор» г. Клин, Моск. обл.,  
ул. Папивина, 3

Тел.: (49624) 2-03-85;

Факс: (49624) 5-84-52; 2-35-48



**АРЕОМЕТР АМ № 436**

**ПАСПОРТ**

**гф 2.843.043 ПС**

### **1. Назначение**

1.1. Ареометр для молока АМ предназначен для измерения плотности цельного и обезжиренного молока, пахты и сыворотки.

### **2. Технические характеристики**

2.1. Диапазон измерения, кг/м<sup>3</sup> – от 1020 до 1040

2.2. Цена деления шкалы, кг/м<sup>3</sup> – 0,5

2.3. Пределы допускаемой погрешности, кг/м<sup>3</sup> – ±0,5

### **3. Технические требования**

3.1. Отсчет показаний ареометра для молока АМ выполняют по верхнему краю мениска.

3.2. Ареометр для молока АМ отградуирован для температуры 20° С.

#### 4. Комплект поставки

4.1. Ареометр АМ	– 1 шт.
4.2. Футляр	– 1 шт.
4.3. Паспорт	– 1 экз.

#### 5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации ареометра 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

#### 6. Свидетельство о приемке

Ареометр АМ соответствует требованиям ГОСТ 18481-81, ИСО 387-77 и признан годным к эксплуатации.

Поверка ареометра АМ проведена по Р 50.2.041-2004 «Ареометры стеклянные. Методика поверки» методом прямых измерений.


Межповерочный интервал ареометра АМ 4 года.

Дата изготовления  
и первичной поверки

13 MAR 2020



ОТК



поверительное клеймо

Скуднова Е.В.