

Технический паспорт

Наконечники для дозаторов с фильтром 101-1000 мкл, для ПЦР, тип Гилсон®, в штативе

Код изделия производителя: **9615**

Артикул поставщика: **12001410**

Описание

Наконечники стерильные с фильтром, тип Гилсон®, 101-1000 мкл. Наконечники с фильтром производятся в стерильных условиях, с целью устранения риска загрязнения и возникновения ложных результатов, вызванных загрязненными наконечниками. Гидрофобный фильтр не содержит карбоксиметилцеллюлозу. Изделия свободны от человеческой ДНК, ДНК-аз, РНК-аз, кадмия и апирогенны. Предназначены для использования в молекулярной биологии, клеточной культуре, бактериологии, вирусологии, иммунологии и радиоиммунологии. Поставляются по 96 штук в штативе с крышкой, индивидуально запакованной в прозрачную пленку для обеспечения стерильности изделия. Изготовлены из медицинского полипропилена. *Автоклавируются, не содержат латекса.*

СЕ маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/СЕ и D.Igs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Стерильно
Материал	Полипропилен
Температурный диапазон	От -10°C до +121°C
Объем	101-1000 мкл
Цвет	нейтральный
Тип	Гилсон® (Gilson®)
Совместимость с марками дозаторов	Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, Nichiryo®, Jencons®, Finnpiette®, Elkay®
Общая длина, мм	72,60
Вес, г	1,04
Срок годности	3 года

Назначение

Наконечники, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для сбора биологических растворов и жидкостей, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Национальная классификация медицинских изделий (CND) – W0503020201 (Пипетки, наконечники с фильтром).

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 960

Внутренняя упак. (шт.): 96







Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 50,5×14,5×18

Вес (кг): 2,170

Объем (м³): 0,013

Символы на упаковке

- | | | |
|---|---|--|
|  Дата производства |  Дата истечения срока годности |  Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам |
|  Номер серии |  Одноразовое изделие |  Стерилизация ионизирующим излучением |