

Технический паспорт

Наконечники для дозаторов с фильтром 2-20 мкл, для ПЦР, тип Эппендорф®, в штативе

Код изделия производителя: **9504**

Артикул поставщика: **12001411**

Описание

Наконечники стерильные с фильтром, тип Эппендорф®, универсальные 2-20 мкл. Наконечники с фильтром производятся в стерильных условиях, с целью устранения риска загрязнения и возникновения ложных результатов, вызванных загрязненными наконечниками. Гидрофобный фильтр не содержит карбоксиметилцеллюлозу. Изделия свободны от человеческой ДНК, ДНК-аз, РНК-аз, кадмия и апирогенны. Предназначены для использования в молекулярной биологии, клеточной культуре, бактериологии, вирусологии, иммунологии и радиоиммунологии. Поставляются по 96 штук в штативе с крышкой, индивидуально запакованной в прозрачную пленку для обеспечения стерильности изделия. Изготовлены из медицинского полипропилена. *Автоклавируются, не содержат латекса.*

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Микробиологический статус | Стерильно |
| Материал | Полипропилен |
| Температурный диапазон | От -10°C до +121°C |
| Объем | 2-20 мкл |
| Цвет | нейтральный |
| Тип | Эппендорф® (Eppendorf®) универсальный |
| Совместимость с марками дозаторов | Gilson®, Biohit®, Finpipette®, Nichiryo®, Jencons®, Kartell®, Genex®, HTL®, Brand® |
| Общая длина, мм | 49,20 |
| Вес, г | 0,34 |
| Срок годности | 3 года |

Назначение

Наконечники, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для сбора биологических растворов и жидкостей, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Национальная классификация медицинских изделий (CND) – W0503020201 (Пипетки, наконечники с фильтром).

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 960

Внутренняя упаковка (шт.): 96







Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 50,5×14,5×13

Вес (кг): 2,450

Объем (м³): 0,010

Символы на упаковке

- | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------------|---|--|
|  | Дата производства |  | Дата истечения срока годности |  | Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам |
|  | Номер серии |  | Одноразовое изделие |  | Стерилизация ионизирующим излучением |