

Технические данные

**Пипетки серологические**

**1. Код производителя**

GT 205-0010PS, GT 205-0010PS-25S, GT 205-0020PS, GT 205-0020PS-25S, GT 205-0050PS, GT 205-0050PS-25S, GT 205-0100PS, GT 205-0100PS-25S, GT 205-0250PS, GT 205-0250PS-25S, GT 205-0500PS, GT 205-0500PS-25S.

**2. Область применения**

Для переноса жидкостей во время проведения экспериментов.

**3. Используемый материал**

№	Компонент	ООО «МИНИМЕД»	Материал
1	Пипетка серологическая	ПЕРЕВОД ВЕРЕН	ПС (полистирол)
3	Индивидуальная упаковка		Пленка + пластик
4	Промежуточная упаковка		ЕВ белая коробка
5	Транспортная упаковка		Гофрированный картон

**4. Размеры**

Артикул	Код производителя	Объем, мл	Цветовая маркировка	Цена деления, мл	Ø носика, мм	Наружный Ø, мм	Длина, мм	Упаковка
11000915	GT 205-0010PS	1	Желтый	0,01	1,2	5,0	278	Инд./100 шт
11000921	GT 205-0010PS-25S	1	Желтый	0,01	1,2	5,0	278	25 шт
11000910	GT 205-0020PS	2	Зеленый	0,01	1,2	6,5	278	Инд./100 шт
11000922	GT 205-0020PS-25S	2	Зеленый	0,01	1,2	6,5	278	25 шт
11000911	GT 205-0050PS	5	Синий	0,1	1,5	8,0	347	Инд./50 шт
11000923	GT 205-0050PS-25S	5	Синий	0,1	1,5	8,0	347	25 шт
11000912	GT 205-0100PS	10	Красный	0,1	1,5	8,0	343	Инд./50 шт
11000924	GT 205-0100PS-25S	10	Красный	0,1	1,5	8,0	343	25 шт
11000913	GT 205-0250PS	25	Сиреневый	0,2	2,0	15,0	310	Инд./50 шт
11000925	GT 205-0250PS-25S	25	Сиреневый	0,2	2,0	15,0	310	25 шт
11000914	GT 205-0500PS	50	Черный	1,0	3,0	18,0	365	Инд./25 шт
11000926	GT 205-0500PS-25S	50	Черный	1,0	3,0	18,0	365	25 шт

**5. Серия**

Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.

**6. Условия хранения**

Изделие должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре  $\leq 40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности  $\leq 80\%$ .

**7. Срок годности**

5 лет.

**8. Метод стерилизации**

Гамма излучение.