

Технический паспорт
Пинцет, длиной 12,4 см, стерильный

Код изделия производителя: **5701/SG/CS**

Артикул поставщика: **12011205**

Описание

Одноразовый пинцет с антискользящей, эргономичной ручкой. Изготовлен из АБС-пластика белого цвета. Стерильный, индивидуально упакован. Не содержит латекса.

СЕ маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/СЕ и D.Igs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Стерильно
Материал	Акрилонитрилбутадиенстирол
Температурный диапазон	От -40°C до +85°C
Длина	124 мм
Размах	12 мм
Вес	5,4 гр.
Цвет	Белый
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Пинцет, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначен для гигиенического взятия ваты, марли, пластыря и подобных объектов, вступающих в контакт с человеческим телом. **Предназначены только при проведении профессиональных лабораторных анализов.**

Национальная классификация медицинских изделий (CND) – W05019099 (Изделия для сбора образцов - Прочие).

Национальный реестр медицинского назначения (RDM) – 1209901/R.

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде, чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 1000

Внутренняя упаковка (шт.):
индивидуальная







Минимальное реализуемое
количество

Габаритный размер коробки (см): 52,5×37,5×35

Вес (кг): 7,1

Объем (м³): 0,069

Символы на упаковке

	Дата производства		Дата истечения срока годности		Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам
	Номер серии		Одноразовое изделие		Стерилизация ионизирующим излучением