

Технические данные

**Тампон-зонд полимерный**

- Код производителя**  
GT077-300-2, GT077-300-3.  
(аналогичные артикулы с окончанием "s" означают, что изделие стерильное).
- Область применения**  
Предназначен для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных.
- Используемый материал** **ООО «МИНИМЕД»**

№	Компонент	Материал
1	Наконечник	Вискоза / хлопок
2	Зонд (апликатор)	Пластик-полипропилен
3	Промежуточная упаковка	Бумажная коробка
5	Транспортная упаковка	Гофрированный картон

**4. Размеры**

Артикул	Код производителя	Тип апликатора	Тип наконечника	Ø апликатора, мм	Ø наконечника, мм	Длина апликатора, мм
18000736 18000735	GT077-300-2 GT077-300-2s	Пластик	Вискоза	2,5	5,2	152,4 (6")
18000728 18000732	GT077-300-3 GT077-300-3s	Пластик	Хлопок	2,5	5,2	152,4 (6")

- Серия**  
Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.
- Условия хранения**  
Изделие должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре  $\leq 40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности  $\leq 80\%$ .
- Срок годности**  
5 лет.
- Метод стерилизации**  
Изделия с артикулами с окончанием "s" стерилизованы этилен-оксидным методом.