

Пипетки глазные травмобезопасные
стеклянные

ТУ 9464-002-03964906-2002

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Пипетка предназначена для использования в клиниках, больницах, аптеках и в домашних условиях для дозирования и закапывания лекарственных средств.

2. Подготовка к использованию

Перед применением пипетку продезинфицировать кипячением в воде не менее 30 минут.

3. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации пипетки один месяц, при условии проведения не более двух дезинфекций.

Гарантийный срок годности пипетки 1,5 года со дня изготовления до продажи при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, а также масел, щелочей и других разрушающих резину веществ при температуре окружающей среды от 5 до 40 градусов Цельсия.