

Технические данные

Пробирка полимерная с наполнителем (зонд с наконечником)

1. Код производителя

GT207-502-1, GT207-502-1-20S, GT207-502-1-100S, GT207-502-2, GT207-502-2-20S, GT207-502-2-100S, GT207-502-3, GT207-502-3-100S, GT207-502-4, GT207-502-4-20S, GT207-502-4-100S, GT207-502-12, GT207-502-12-100S, GT207-502-1N

2. Технические характеристики.

Пробирка с зондом. Зонд может быть пластиковым, деревянным или из нержавеющей стали; наконечник из вискозы или хлопка.

3. Область применения

Предназначен для взятия образцов биологического материала, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение для проведения профессиональных лабораторных анализов.

4. Используемый материал

№	Компонент	Материал
1	Пробирка/Пробка	Полипропилен/Полиэтилен высокой плотности
2	Наконечник	Хлопок/вискоза
3	Зонд (основание)	Дерево/пластик (полипропилен)/нерж. сталь
4	Индивидуальная упаковка (блистер)	Ламинированная бумага + полиэтилен
5	Промежуточная упаковка	ПЭ (полиэтиленовый пакет)
6	Транспортная упаковка	Гофрированный картон + эстампная бумага

5. Размеры

Артикул	Код производителя	Тип зонда с наконечником	Размеры пробирки	Размеры зонда (без пробки)	Ø наконечника	Упаковка
18000729	GT207-502-1	Пластик + вискоза	Ø 12×150 мм	Ø 2,5×130 мм	5,0 мм	инд. уп./100 шт/2000 шт
18000792	GT207-502-1-20S	Пластик + вискоза	Ø 12×150 мм	Ø 2,5×130 мм	5,0 мм	20 шт/200 шт/2000 шт
18000767	GT207-502-1-100S	Пластик + вискоза	Ø 12×150 мм	Ø 2,5×130 мм	5,0 мм	100 шт/2000 шт
18000734	GT207-502-2	Пластик + хлопок	Ø 12×150 мм	Ø 2,5×130 мм	5,0 мм	инд. уп./100 шт/2000 шт
18000764	GT207-502-2-20S	Пластик + хлопок	Ø 12×150 мм	Ø 2,5×130 мм	5,0 мм	20 шт/200 шт./2000 шт
18000773	GT207-502-2-100S	Пластик + хлопок	Ø 12×150 мм	Ø 2,5×130 мм	5,0 мм	100 шт./2000 шт
18000733	GT207-502-3	Дерево + вискоза	Ø 12×150 мм	Ø 2,5×130 мм	5,0 мм	инд. уп./100 шт/2000 шт
18000766	GT207-502-3-100S	Дерево + вискоза	Ø 12×150 мм	Ø 2,5×130 мм	5,0 мм	100 шт/2000 шт
18000731	GT207-502-4	Дерево + хлопок	Ø 12×150 мм	Ø 2,5×130 мм	5,0 мм	инд. уп./100 шт/2000 шт
18000763	GT207-502-4-20S	Дерево + хлопок	Ø 12×150 мм	Ø 2,5×130 мм	5,0 мм	20 шт/200 шт/2000 шт
18000769	GT207-502-4-100S	Дерево + хлопок	Ø 12×150 мм	Ø 2,5×130 мм	5,0 мм	100 шт./2000 шт
18000765	GT207-502-12	Нерж. сталь + вискоза	Ø 12×150 мм	Ø 0,5×130 мм	2,5 мм	инд. уп./100 шт/2000 шт
18000768	GT207-502-12-100S	Нерж. сталь + вискоза	Ø 12×150 мм	Ø 0,5×130 мм	2,5 мм	100 шт/2000 шт
18000790	GT207-502-1N	Пластик + вискоза	Ø 12×150 мм	Ø 2,5×130 мм	5,0 мм	инд. уп./100 шт/2000 шт

6. Серия

Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.

7. Условия хранения

Изделие должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре ≤40°C и относительной влажности ≤80%.

8. Метод стерилизации/Срок годности

Этилен оксидом. 3 года.