



МиниМед®

поставщик лабораторий

АРТАСА

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Дистрибьютор в РФ и странах СНГ: ООО «МиниМед», Россия

Технический паспорт

Изделие для укупорки и герметизации: парафинизированная пленка "Парафильм"

Описание

Подходит для любых емкостей, может растягиваться до 200% и закрывать углы и неровные поверхности, обеспечивая герметичность даже в случае случайного падения емкости. Не содержит пластификаторы, латекс. Состоит из полиолефинов и парафиновых восков. Соответствует требованиям FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами (США) для использования при температуре до +55°C и соответствует GMP (Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств). Пленка устойчива на протяжении 48 часов к воздействию многих полярных реактивов, таких как растворы солей, неорганические кислоты и щелочные растворы. По истечении 48 часов пленка может стать хрупкой.

Артикул поставщика	Код производителя	Размеры плёнки	Внешние размеры коробки	Вес
12002750	10901	100 мм × 38 м	10,5 × 13 × 13,3 см	0,65 кг
12002751	10902	50 мм × 75 м	5,5 × 13 × 13,3 см	0,57 кг

Технические характеристики

Температурный диапазон	От -45°C до +50°C
Температура плавления	60°C
Температура возгорания	301°C
Способность к растяжению:	200%
Предел разрыва	300% от начальной длины
Проницаемость газов за 24 часа при t=23°C и при относительной влажности 50%:	
Кислород (O ₂)	≤ 350 см ³ /м ²
Азот (N ₂)	≤ 105 см ³ /м ²
Углекислый газ (CO ₂)	≤ 1100 см ³ /м ²

ООО «МИНИМЕД»
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Используется в лабораторных целях. Только для профессионального использования.

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 1

Внутренняя упаковка (шт.): 1

Минимальное реализуемое количество