

### Технический паспорт

#### Контейнер для отбора, транспортировки и хранения биологических материалов, 120 мл, с завинчивающейся крышкой

Код изделия производителя: **2120/CS/MI**

Артикул поставщика: **12002800**

#### Описание

Контейнер для мочи, с делениями, 120 мл. Красная крышка из полиэтилена гарантирует защиту от протекания, безопасное и легкое открытие/закрытие. Оборудован окошком для записи. Устойчивость к высоким и низким температурам и химическим веществам. Изготовлен из полипропилена. Асептический ( $SAL10^{-3}$ ). Индивидуальная упаковка, не содержит латекса.

*CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.*

#### Технические характеристики

Микробиологический статус	Асептический
Материал контейнера	Полипропилен
Материал крышки	Полиэтилен
Номинальный объем контейнера, мл	120
Шкала градуировки	Мин. 20 мл - макс. 100 мл
Цена деления, мл	20
Температурный диапазон для контейнера	от -10°C до +121°C
Температурный диапазон для крышки	от -50°C до +80°C
Размеры контейнера, мм	Ø 58 × 72
Размеры крышки, мм	Ø 61 × 13
Вес контейнера, гр.	9,0
Вес крышки, гр.	5,8
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»  
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

#### Назначение

Контейнер для мочи используется, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначен для сбора биологических жидкостей и проб, и должен использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.






#### Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

#### Упаковка

Количество (шт.): 250      Внутренняя упаковка (шт.): инд. упаков.      Минимальное реализуемое количество  
Габаритный размер коробки (см): 54 × 35,5 × 46      Вес (кг): 5,50      Объем (м³): 0,0881

#### Символы на упаковке

	Дата производства		Дата истечения срока годности		Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам
	Номер серии		Одноразовое изделие		Изготовлено под контролем соблюдения асептических условий