

**Технический паспорт
Микропробирки без содержания ДНК, ДНКаз и РНКаз**

Описание

Микропробирки изготовлены из полипропилена, с оптимальной прозрачностью, имеют деления и окно для записи информации. Крышка снабжена областью для маркировки и прокалывания. Микропробирки сертифицированы на отсутствие ДНК, ДНКаз, РНКаз, АТФ, ПЦР ингибиторов и пирогенов. Упакованы в пакеты с замком zip-lock, с возможностью повторного закрытия. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 25000 g в течении 20 минут. Автоклавируются открытыми при +121 °С в течении 20 минут. Предназначены для применения в ПЦР и других исследованиях молекулярной биологии.

СЕ маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/СЕ и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Артикул поставщика	Код производителя	Объем	Размеры	Упаковка		
				количество	размер коробки	вес
11005455	1303/F	2,0 мл	Ø 11 × 42 мм	1000 штук (2 уп. по 500 штук)	20 × 28 × 18 см	1,32 кг
11005454	1003/F	1,5 мл	Ø 10 × 40 мм	1000 штук (2 уп. по 500 штук)	18 × 20 × 28 см	1,1 кг

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал пробирки	Полипропилен
Температурный диапазон	от -80°С до +121°С
Относительная центробежная сила	Мак. 25000 g
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Микропробирки, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для сбора крови и биологических жидкостей, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Национальная классификация медицинских изделий (CND) - W050301020202 (Анализ образцов, пластиковые микропробирки без добавок).

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°С до +50°С.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.


Символы на упаковке



Дата производства



Дата истечения срока годности



Номер серии



Одноразовое изделие



Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам