

### Технический паспорт

#### Микропробирки с завинчивающейся крышкой и уплотнительным резиновым кольцом

##### Описание

Микропробирки изготовлены из медицинского полипропилена, устойчивого к температурам от -90°C до +121°C, с высокой степенью прозрачности. Микропробирки объемом 1,5 мл и 2,0 мл имеют градуировку и матовую область для записи информации. Микропробирки снабжены завинчивающейся крышкой, изготовленной из медицинского полиэтилена, которая может укомплектована уплотнительным кольцом из термопластичного синтетического каучука. Микропробирки не содержат ДНКаз, РНКаз и пирогенов. Автоклавируемые. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 25000 g в течение 20 минут. Не содержит латекса. Срок годности – 5 лет.

*CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.*

##### Назначение

Микропробирки, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для содержания крови и биологических жидкостей, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

*Национальная классификация медицинских изделий - W050301020202 (Анализ образцов, пластиковые микропробирки без добавок).*

##### Технические характеристики

Микропробирки объемом 0,5 мл							
Код изделия производителя	Артикул поставщика	Размеры, мм	Основание	Крышка	Уплотнительное кольцо	Стерильность	Упаковка
1304/SG	11005526	Ø 8 × 46,7	Коническое	Собранная	+	+	1000 шт (2 уп. по 500 шт.)
Микропробирки объемом 1,5 мл							
Код изделия производителя	Артикул поставщика	Размеры, мм	Основание	Крышка	Уплотнительное кольцо	Стерильность	Упаковка
1405/SG	11005509	Ø 10,3 × 46,7	Коническое	Собранная	+	+	1000 шт (2 уп. по 500 шт.)
1406/SG	11005520	Ø 10,2 × 47,3	С юбкой устойчивости	Собранная	+	+	1000 шт (2 уп. по 500 шт.)
Микропробирки объемом 2,0 мл							
Код изделия производителя	Артикул поставщика	Размеры, мм	Основание	Крышка	Уплотнительное кольцо	Стерильность	Упаковка
1506/SG	11005522	Ø 10,1 × 46,9	Коническое	Собранная	+	+	1000 шт (2 уп. по 500 шт.)
1507/SG	11005523	Ø 10,1 × 47,3	С юбкой устойчивости	Собранная	+	+	1000 шт (2 уп. по 500 шт.)

Срок годности – 5 лет.







ООО «МИНИМЕД»

##### Инструкция по эксплуатации

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

##### Символы на упаковке

	Дата производства		Дата истечения срока годности		Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам
	Номер серии		Одноразовое изделие		Стерилизация ионизирующим излучением