

Технический паспорт
Крышка к кюветам 10 × 10 мм, для анализаторов

Код изделия производителя: **5015**

Артикул поставщика: **12002342**

Описание

Нажимная полиэтиленовая крышка нейтрального цвета для кювет с квадратной формой (10×10 мм). Идеальна при случайной тряске образца или для безопасности в случае случайного опрокидывания.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал	Полиэтилен низкой плотности
Температурный диапазон	От -50°C до +75°C
Размеры, мм	10 × 10
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Крышка используется, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначена хранения биологических жидкостей, и должна использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов. **Только для профессионального использования.**

Национальная классификация медицинских изделий (CND-для итальянского законодательства) – W0503010280 (Изделия для анализа проб – другие изделия).

Классификация EDMA>1442052/R – другое оборудование + вспомогательное оборудование + расходные материалы + программное обеспечение.

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 5000

Внутренняя упаковка (шт.): 1000

Минимальное реализуемое количество

Вес (кг): 2,0

Объем (м³): 0,030


Символы на упаковке




Дата производства



Дата истечения срока годности



Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам



Номер серии



Одноразовое изделие