

**Технический паспорт
Микропробирка 2 мл, с делениями**

Код изделия производителя: **1303**

Артикул поставщика: **11005510**

Описание

Микропробирка 2,0 мл, цилиндрическая, с делениями. Изготовлена из медицинского полипропилена, полностью прозрачного. Автоклавирование при температуре до +121°C (249,8°F). Снабжена герметичной плоской крышкой и матовым окном для записей информации. Подходит для замораживания до -20°C (-4°F). Устойчива к фенолу и хлороформу. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, максимум 20000 g. Не содержит латекс.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал	Полипропилен
Температурный диапазон	от -20°C до +121°C
Рабочий объём, мм	2,0
Внешние размеры, мм	Ø 11 × 42
Вес, гр.	1,20
Шкала градуировки, мл	0,5-1,0 -1,5-2,0
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Пробирка лабораторная используется, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначена для сбора крови и биологических жидкостей, и должна использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 10 0000

Внутренняя упаковка (шт.): 1000

Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 60×43×54,2

Вес (кг): 11,30

Объем (м³): 0,139


Символы на упаковке



Дата производства



Дата истечения срока годности



Номер серии



Одноразовое изделие



Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам