

Технический паспорт

Контейнер для отбора, транспортировки и хранения биологических материалов 3 л (с устройством для вакуумных пробирок)

Код изделия производителя: **5731**

Артикул поставщика: **12002839**

Описание

Контейнер для сбора суточной мочи, изготовлен из полиэтилена (ПЭ) янтарного (коричневого) цвета (подходит для светочувствительных анализов), с эргономичной ручкой и градуировкой. Завинчивающаяся крышка снабжена устройством для вакуумных пробирок и защитный колпачок на момент взятия пробы. Игла для отбора пробы имеет защитный чехол, изготовленный из синтетического каучука. Данная система обеспечивает гигиеничный и чистый сбор мочи из закрытой системы. Лаборант больше не должен открывать контейнеры, полученные на лабораторное исследование. Объем контейнера – 3000 мл. Не содержит латекса.

С завинчивающейся герметичной крышкой из полипропилена, рифленые края обеспечивают безопасное и легкое открытие/закрытие. Изделие не содержит латекса. Подходит для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с действующими нормами. *CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.*

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал контейнера	Полиэтилен
Материал крышки	Полипропилен
Игла луэр-адаптер	Сталь марки AISI 304 с защитным чехлом из резины
Объем контейнера, мл	3000
Шкала градуировки, мл	100-500-1000-1500-2000-2500-3000
Температурный диапазон для контейнера	От -50°C до +75°C
Температурный диапазон для крышки	От -10°C до +121°C
Размер контейнера, мм	125 × 125 × 245
Размер крышки, мм	Ø 80 × 15,3
Вес контейнера, г	125
Вес крышки, г	17
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Контейнер для мочи, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для сбора и содержания биологических жидкостей, и должен использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Национальная классификация медицинских изделий (CND) - W05010203 (Контейнеры для сбора мочи).

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 30

Внутренняя упаковка (шт.): 30

Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 53×39,5×65,5

Вес (кг): 6,5

Объем (м³): 0,152

Символы на упаковке

