

Технический паспорт

Штатив для микропробирок комбинированный, трёхуровневый

Код изделия производителя: **10420-10422**

Артикул поставщика: **12005328**

Описание

Штатив изготовлен из полипропилена (ПП). Автоклавируется при температуре до +121°C. Отлично подходит для использования при подготовительных работах, каждое гнездо имеет нумерацию для быстрой и легкой идентификации образца.

Может вместить:

- 12 микропробирки объемом 0,2 мл (нижний уровень)
- 14 микропробирок объемом 0,5 мл (средний уровень)
- 17 микропробирок объемом 1,5/2,0 мл или 12 микропробирок 1,5/2,0 мл + 5 микропробирок с завинчивающейся крышкой (верхний уровень)

Выпускается в 3 цветовых исполнениях: зелёный (код 10420), красный (код 10421), синий (код 10422).

Не содержит латекса.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Микробиологический статус | нестерильно |
| Материал | полипропилен |
| Температурный диапазон | от -10°C до +121°C |
| Размер, мм | 185 × 120 × h 55 |
| Цвет | красный-зелёный-синий |
| Срок годности | 5 лет |

Назначение

Штатив используется, как «Изделие общелабораторного применения», предназначен для установки микропробирок, содержащих кровь и биологические жидкости, во время выполнения лабораторных исследований.

Изделие не имеет CE маркировки. Только для использования в профессиональных испытательных лабораториях.

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Упаковка

Количество (шт.): 2 Внутренняя упаковка (шт.): 2 Минимальное реализуемое количество

Символы на упаковке




Дата производства



Дата истечения срока годности



Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам



Номер серии