

Технический паспорт

Пробирка лабораторная 20 мл, цилиндрическая, 16 × 150 мм, с пробкой, полипропилен

Код изделия производителя: **5140/МО/Т**

Артикул поставщика: **11005652**

Описание

Пробирка 20 мл, цилиндрическая, с красной пробкой, без делений. Пробка гарантирует абсолютную герметичность, рифленая поверхность пробки обеспечивает безопасное и легкое открытие/закрытие. Без этикетки. Изготовлена из медицинского полипропилена. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 5000 g в течение 20 минут. Нестерильна, упакована в пакете по 1000 штук. Не содержит латекс. Автоклавируется.

СЕ маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/СЕ и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Микробиологический статус | Нестерильно |
| Материал пробирки | Полипропилен |
| Материал пробки | Полиэтилен |
| Температурный диапазон для пробирки | от -10°C до +121°C |
| Температурный диапазон для пробки | от -50°C до +75°C |
| Размеры пробирки, мм | Ø 16 × 150 |
| Размеры пробки, мм | Ø 18 × 25 |
| Объем до края, мл | 20,0 |
| Толщина пробирки, мм | 1,10 |
| Вес пробирки, гр. | 5,9 |
| Вес пробки, гр. | 1,8 |
| Срок годности | 5 лет |

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Пробирка лабораторная используется, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначена для сбора крови и биологических жидкостей, и должна использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 1000

Внутренняя упаковка (шт.): 1000






Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 36×54×46

Вес (кг): 10,0

Объем (м³): 0,089

Символы на упаковке

- | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------------|---|--|
|  | Дата производства |  | Дата истечения срока годности |  | Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам |
|  | Номер серии |  | Одноразовое изделие | | |