

Технический паспорт

Контейнер для отбора, транспортировки и хранения биологических материалов, 30 мл

Код изделия производителя: **2030/SG**

Артикул поставщика: **12002826**

Описание

Контейнер для биологических образцов, 30 мл, без делений. С завинчивающейся крышкой красного цвета.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Стерильно
Материал контейнера	Полипропилен
Материал крышки	Полиэтилен
Номинальный объём контейнера, мл	30
Температурный диапазон для контейнера	от -10°C до +121°C
Температурный диапазон для крышки	от -50°C до +80°C
Размеры контейнера, мм	Ø 35 × 38
Размеры крышки, мм	Ø 40 × 15
Вес контейнера, гр.	4,3
Вес крышки, гр.	3,7
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Контейнеры используются, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для сбора биологических жидкостей и образцов, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 400

Внутренняя упаковка (шт.): инд. упаковка







Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 54 × 35,5 × 46

Вес (кг): 5,280

Объем (м³): 0,088

Символы на упаковке

	Дата производства		Дата истечения срока годности		Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам
	Номер серии		Одноразовое изделие		Стерилизация ионизирующим излучением