

**Технический паспорт**

**Контейнер для отбора, транспортировки и хранения биологических материалов, 30 мл нестерильный**

Код изделия производителя: **2030**

Артикул поставщика: **12003038**

**Описание**

**Контейнер для биологических образцов, 30 мл, без делений. С завинчивающейся крышкой голубого цвета.**

*CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.*

**Технические характеристики**

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал контейнера	Полипропилен
Материал крышки	Полиэтилен
Номинальный объём контейнера, мл	30
Температурный диапазон для контейнера	от -10°C до +121°C
Температурный диапазон для крышки	от -50°C до +80°C
Размеры контейнера, мм	Ø 35 × 38
Размеры крышки, мм	Ø 40 × 15
Вес контейнера, гр.	4,3
Вес крышки, гр.	3,7
Срок годности	5 лет

**ООО «МИНИМЕД»  
ПЕРЕВОД ВЕРЕН**

**Назначение**

Контейнеры используются, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для сбора биологических жидкостей и образцов, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

**Инструкция по эксплуатации**

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

**Упаковка**

Количество (шт.): 600

Внутренняя упаковка (шт.): 600






Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 52,5 × 37,5 × 35

Вес (кг): 5,80

Объем (м<sup>3</sup>): 0,69

**Символы на упаковке**

- |   |                   |   |                               |   |  |
|---|-------------------|---|-------------------------------|---|--|
|  | Дата производства |  | Дата истечения срока годности |  | Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам |
|  | Номер серии       |  | Одноразовое изделие           |   |  |