

### Технический паспорт

#### Пробирка лабораторная 12 мл, с крышкой, 17×105 мм, нестерильная

Код изделия производителя: **1031/E**

Артикул поставщика: **11005472**

#### Описание

Пробирка 12 мл, с широким горлом, делениями, снабжена защелкивающейся крышкой голубого цвета. Изготовлена из кристаллического полистирола высокой прозрачности. С этикеткой. Не содержит латекс.

*CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.*

#### Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал пробирки	Полистирол
Материал крышки	Полиэтилен
Температурный диапазон для пробирки	От -10°C до +70°C
Температурный диапазон для крышки	От -50°C до +75°C
Размеры пробирки, мм	Ø 17 × 105
Верхний диаметр пробирки, мм	Ø 21,5
Шкала градуировки, мл	2-4-6-8-10-12
Размер крышки, мм	Ø 23 × 5,5
Вес пробирки, гр.	4,9
Вес крышки, гр.	0,5
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

#### Назначение

**ПЕРЕВОД ВЕРЕН**

Пробирка лабораторная, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначена для биологических жидкостей, и должна использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

#### Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

#### Упаковка

Количество (шт.): 1000

Внутренняя упаковка (шт.): 1000

Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 52,5 × 37,5 × 35

Вес (кг): 7,20

Объем (м<sup>3</sup>): 0,069


#### Символы на упаковке



Дата производства



Дата истечения срока годности



Номер серии



Одноразовое изделие



Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам