

Технический паспорт

Контейнер для отбора, транспортировки и хранения биологических материалов, 150 мл

Код изделия производителя: **1091**

Артикул поставщика: **12002820**

Описание

Контейнер для мочи, 150 мл, с делениями и завинчивающейся крышкой красного цвета. Стерильный, в индивидуальной упаковке. Изделие апиrogenно, не содержит латекса.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Стерильно
Материал контейнера	Полистирол
Материал крышки	Полипропилен
Номинальный объём контейнера, мл	150
Шкала градуировки	Мин. 25 мл- макс.125 мл
Цена деления, мл	25
Температурный диапазон для контейнера	от -10°C до +70°C
Температурный диапазон для крышки	от -10°C до +121°C
Размеры контейнера, мм	Ø 60 × 83
Размеры крышки, мм	Ø 63 × 12,5
Вес контейнера, гр.	17,4
Вес крышки, гр.	5,1
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Контейнер для мочи используется, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначен для сбора биологических жидкостей и проб, и должен использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 200

Внутренняя упаковка (шт.): инд. уп.

Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 36 × 54 × 46

Вес (кг): 5,95

Объем (м³): 0,089


Символы на упаковке



Дата производства



Дата истечения срока годности




Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам



Номер серии



Одноразовое изделие



Стерилизация ионизирующим излучением