

### Технический паспорт

**Пробирка с антикоагулянтом (цитрат натрия 0,5 мл) 4,5 мл, 12 × 86 мм, с желтой пробкой и этикеткой**

Код изделия производителя: **2512**

Артикул поставщика: **11005489**

#### Описание

Пробирка для взятия крови, цилиндрическая, Ø 12 × 86 мм с 0,5 мл жидкого антикоагулянта цитрата натрия (3,8 %) для 4,5 мл крови. Оборудована этикеткой с отметкой уровня заполнения на 5,0 мл (соотношение антикоагулянта и крови 1:9) и герметичной полиэтиленовой пробкой желтого цвета. Пробирка изготовлена из медицинского полипропилена высокой прозрачности. Не содержит латекс.

*CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.Igs 332 от 08/09/2000.*

#### Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал пробирки	Полипропилен
Материал пробки	Полиэтилен
Цвет пробки	Желтый
Температурный диапазон	от 0°C до +40°C
Размеры пробирки, мм	Ø 12 × 86
Объем пробирки, мл	5,0
Соотношение антикоагулянта и крови	1:9
Метка уровня заполнения, мл	5,0
Антикоагулянт	Цитрат натрия (3,8% - 0,129 моль/л)
Срок годности	2 года

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

#### Назначение

Пробирка лабораторная используется, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначена для содержания крови при проведении лабораторных диагностических анализов, и должна использоваться только при проведении профессиональных лабораторных исследований.

*Национальная классификация медицинских изделий – W050101010201 (Забор крови, пробирки с наполнителями или сепараторами).*






#### Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

#### Упаковка

Количество (шт.): 1000	Внутренняя упаковка (шт.): 50 шт. в штативе	Минимальное реализуемое количество
Габаритный размер коробки (см): 47 × 37 × 23,5	Вес (кг): 4,5	Объем (м <sup>3</sup> ): 0,041

#### Символы на упаковке

 Дата производства	 Дата истечения срока годности	 Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам
 Номер серии	 Одноразовое изделие	