

## Паспорт

### Пробка-пипетка к капельнице Страшейна

#### 1. Назначение

Предназначена для капельного дозирования различных растворов в лабораторной практике.

#### 2. Основные технические характеристики

Наименование	Общая длина	Шлиф
Пробка-пипетка к капельнице Страшейна 2-30	75 ± 3,0 мм	17/14 мм
Пробка-пипетка к капельнице Страшейна 2-60	91 ± 3,0 мм	17/20 мм
Пробка-пипетка к капельнице Страшейна 2-125	109 ± 3,0 мм	20/19 мм

Пробка-пипетка изготовлена из светлого или темного (янтарного) стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86.

#### 3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

#### 4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделие не должно подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

#### 5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

#### 6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

#### 7. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.