

### Технический паспорт

## Штатив для пробирок, универсальный

Код изделия производителя: **10491**

Артикул поставщика: **12005300**

### Описание

Штатив из полипропилена. Возможно, автоклавирование. Сборные. Может ориентироваться в четырех различных положениях:

- 4 пробирки объемом 50 мл (Ø 30 мм)
- 12 пробирки объемом 15 мл (Ø 16 мм)
- 32 пробирки объемом 3-5 мл или микропробирки объемом 1,5-2 мл (Ø 12 мм)
- 96 пробирок объемом 0,2-0,5 мл (Ø 6 мм)

Выпускается в 3-х цветах исполнениях: синий (код 10491.04), желтый (код 10491.06), красный (код 10491.10)

### Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал штатива	Полипропилен
Температурный диапазон	от -10°C до +121°C
Установочные размеры	170 × 90 × 48 мм
Габаритные размеры	175 × 95 × 51 мм
Возможные цвета	синий- желтый- красный
Вес	145 гр.
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»  
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

### Назначение

Штатив, как «Изделие общелабораторного применения», предназначен для установки пробирок, содержащих кровь и биологические жидкости, во время выполнения лабораторных исследований. *Изделие не имеет СЕ маркировки. Только для использования в профессиональных испытательных лабораториях.*

### Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

### Упаковка

Количество (шт.): 25

Внутренняя упаковка (шт.): инд. уп.

Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 40×25,4×29,1

Вес (кг): 4,00

Объем (м³): 0,029

### Символы на упаковке




Дата производства



Дата истечения срока  
годности



Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам



Номер серии