

Технический паспорт

Пробирка лабораторная 5 мл, цилиндрическая, с пробкой и этикеткой, полипропилен

Код изделия производителя: **1038/MO/TE/SG**

Артикул поставщика: **11005621**

Описание

Пробирка цилиндрическая 5 мл, с ободком. Имеет круговую градуировку для определения ориентировочного объема. Изготовлена из медицинского, полупрозрачного полипропилена. Пробирка снабжена красной полиэтиленовой пробкой и этикеткой. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 8500 g в течении 20 минут. Стерильная, упакованы в пакеты по 500 штук. Апиrogenна, не содержат латекс. Автоклавирuемая.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Стерильно
Материал пробирки	Полипропилен
Материал пробки	Полиэтилен
Температурный диапазон для пробирки	от -10°C до +121°C
Температурный диапазон для пробки	от -50°C до +80°C
Размеры пробирки, мм	Ø 12 × 86
Размеры пробки, мм	Ø 13,5 × 19
Круговая градуировка, мл	2,5-5,0
Толщина, мм	1,0
Вес пробирки, гр.	2,4
Вес пробки, гр.	0,7
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Пробирка лабораторная используется, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначена для сбора крови и биологических жидкостей, и должна использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов. *Национальная классификация медицинских изделий (CND-для итальянского законодательства) – W050301020102 (Изделия для анализа проб, пластиковые пробирки без наполнителей).*

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 2000

Внутренняя упаковка (шт.): 500







Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 52,5 × 37,5 × 35

Вес (кг): 6,8

Объем (м³): 0,069

Символы на упаковке

	Дата производства		Дата истечения срока годности		Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам
	Номер серии		Одноразовое изделие		Стерилизация ионизирующим излучением