

ЛАРТАСА

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Дистрибутор в РФ и странах СНГ: ООО «МиниМед», Россия

Технический паспорт

Наконечники для дозаторов 2-20 мкл, тип Eppendorf®, нейтральный цвет

Код изделия производителя: 1402/E

Артикул поставщика: 12001449

Описание

Наконечники для дозаторов, тип Eppendorf®, 2-20 мкл. Наконечники изготовлены из медицинского полипропилена нейтрального цвета и высокой частоты; не содержащего кадмия и тяжелых металлов. Наконечники произведены с особой точностью, что обеспечивает прекрасную совместимость с дозаторами и оптимальное поступление жидкостей в процессе всасывания. Высокая прозрачность и высокая степень водостойкости/водонепроницаемости. Автоклавируемые. Изделия не содержат латекса. Нестерильные, упакованы по 1000 штук в пакете.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.Igs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал	Полипропилен
Температурный диапазон	От -10°C до +121°C
Объем, мкл	2 - 20
Цвет	Нейтральный
Тип	Eppendorf®
Совместимость с марками дозаторов	Eppendorf® All model, Gilson® Pipetman P20, HTL® Discovery, Nichiryo®, Thermo Scientific™, Finnpipette™
Общая длина, мм	49,2
Вес, гр.	0,32
Срок годности	3 года

ООО «МИНИМЕД»
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Наконечники, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для сбора биологических растворов и жидкостей, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Национальная классификация медицинских изделий (СНД) – W0503020202 (Пипетки, наконечники без фильтра).

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 10 000

Внутренняя упаковка (шт.): 1000

Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 40 × 25,2 × 29

Вес (кг): 4,3

Объем (м³): 0,029

Символы на упаковке



Дата производства



Дата истечения срока годности



Номер серии



Одноразовое изделие



Пожалуйста, обратитесь к
сопроводительным документам