

**Технический паспорт**  
**Кювета для анализаторов, 3 мл, 17 × 38 мм**

Код изделия производителя: **5901**

Артикул поставщика: **12006441**

**Описание**

**Одноразовые кюветы, тип HITACHI®**, для анализаторов. Изготовлены из кристаллического полистирола с высокой оптической прозрачностью. Изделия свободны от латекса.

Кюветы используются на автоматических анализаторах Hitachi 704/705, 717/914, 747, 902, 911/912, 917 и т.д. Совместимы с анализаторами: Carolina Liquid Chemistries Biolis 24i, Olympus AU480E, Roche Cobas Integra / Elecsys 1010 and 2010, Stanbio Laboratory Sirus, Pab 600 - 650, Tosoh AIA-600 и подобными анализаторами.

*CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.Igs 332 от 08/09/2000.*

**Технические характеристики**

<b>Микробиологический статус</b>	Нестерильно
<b>Материал</b>	Полистирол
<b>Объем, мл</b>	3,0
<b>Температурный диапазон</b>	от -10°C до +70°C
<b>Размер, мм</b>	Ø 17 × 38
<b>Вес, гр.</b>	2,0
<b>Срок годности</b>	5 лет

ООО «МИНИМЕД»  
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

**Назначение**

Кюветы, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначены для содержания биологических жидкостей, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

**Инструкция по эксплуатации**

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

**Упаковка**

Количество (шт.): 6000

Внутренняя упаковка (шт.): 1000


Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 44 × 55 × 37

Вес (кг): 12,15

Объем (м³): 0,090

**Символы на упаковке**




Дата производства



Дата истечения срока годности



Пожалуйста, обратитесь к  
сопроводительным документам



Номер серии



Одноразовое изделие