

**Технический паспорт**

**Пипетка для дозирования биологических жидкостей (серологическая)**

**Описание**

Изготовлена из полистирола, одобренного Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Чёткая чёрная градуировка обеспечивает максимальную чёткость и точность ( $\pm 1\%$ ). Все пипетки выигрывают от того, что имеют нисходящие и восходящие градуировки, отрицательная градуировка для дополнительного объёма. Стерильность гарантируется гамма-излучением, сертифицирована на отсутствие пирогенов ( $< 0,25$  EU/мл), цитотоксинов, гемолитиков.

**Технические характеристики**

Микробиологический статус	Стерильно
Материал	Полистирол
Температурный диапазон	От $-10^{\circ}\text{C}$ до $+70^{\circ}\text{C}$
Точность номинального объёма	$\pm 1\%$ (при $20^{\circ}\text{C}$ )
Отсутствие пирогена	$< 0,25$ EU/мл
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»  
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Артикул поставщика	Код	Объём	Цена деления, мм	Отрицательная градуировка	Цветовая маркировка	Длина, мм	Внутренний диаметр носика	Внутренняя упаковка	Коробка, шт
-//-//-	3001	1 мл	1/100	- 0,2 мл	Жёлтый	279	1,8 мм	50 шт.	1000
11000930	3101	1 мл	1/100	- 0,2 мл	Жёлтый	279	1,8 мм	1 шт.	1000
<i>Внешний диаметр пипетки: 4,8 мм</i>									
-//-//-	3002	2 мл	1/100	- 0,3 мл	Зелёный	279	1,9 мм	50 шт.	1000
11000931	3102	2 мл	1/100	- 0,3 мл	Зелёный	279	1,9 мм	1 шт.	1000
<i>Внешний диаметр пипетки: 5,0 мм</i>									
11000932	3105	5 мл	1/10	- 2 мл	Синий	275	2,0 мм	1 шт.	200
<i>Внешний диаметр пипетки: 9,5 мм</i>									
-//-//-	3010	10 мл	1/10	- 3 мл	Оранжевый	333	2,2 мм	25 шт.	500
11000933	3110	10 мл	1/10	- 3 мл	Оранжевый	333	2,2 мм	1 шт.	500
<i>Внешний диаметр пипетки: 10,6 мм</i>									
11000934	3125	25 мл	1/5	- 10 мл	Красный	349	3,0 мм	1 шт.	200
<i>Внешний диаметр пипетки: 14,9 мм</i>									

**Назначение**

Изделия не подлежат CE маркировке, предназначены для профессионального использования в лабораториях.

**Инструкция по эксплуатации**







- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.

- Не используйте по истечению срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

#### Символы на упаковке

	Дата производства		Дата истечения срока годности		Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам
	Номер серии		Одноразовое изделие		Стерилизация ионизирующим излучением