

Технический паспорт

Пробирка лабораторная 15 мл, цилиндрическая, с винтовой крышкой, делениями, стерильная, полистирол

Код изделия производителя: **15362/SG**

Артикул поставщика: **11005662**

Описание

Изготовлена из кристаллического полистирола высокой прозрачности, имеет окошко для записи и градуировку. Красная винтовая крышка гарантирует герметичность и обеспечивает безопасное и легкое открытие/закрытие. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 5000 g в течение 20 минут. Не содержит латекс. Стерильно, упаковка 25 штук.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Стерильно
Материал пробирки	Полистирол
Материал крышки	Полипропилен
Температурный диапазон для пробирки	От -10°C до +70°C
Температурный диапазон для крышки	От -10°C до +121°C
Градуировка	Мин. 1 мл- макс. 13 мл
Интервал шкалы градуировки	0,5 мл
Погрешность	± 2%
Размеры пробирки, мм	Ø 16 × 120
Размеры крышки, мм	Ø 20,5 × 16
Вес пробирки, гр.	5,4
Вес крышки, гр.	1,6
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Пробирка лабораторная используется, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначена для работы с биологическими жидкостями (мочи, крови, семенной жидкости, слюны, мокроты, гноя и т.д.) при проведении лабораторных исследований. **Только для профессионального использования.**

Национальная классификация медицинских изделий (CND-для итальянского законодательства) – W050301020102 (Изделия для анализа проб, пластиковые пробирки без наполнителей). EDMA код – 51091001 - иные контейнеры для проб.







Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 175 Внутренняя упаковка (шт.): 25 Минимальное реализуемое количество
Габаритный размер коробки (см): 29,3 × 17,5 × 24 Вес (кг): 1,5 Объем (м³): 0,012

Символы на упаковке

- | | | |
|---|---|--|
|  Дата производства |  Дата истечения срока годности |  Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам |
|  Номер серии |  Одноразовое изделие |  Стерилизация ионизирующим излучением |