

### Технический паспорт

**Пробирка лабораторная 20 мл, цилиндрическая, 16 × 150 мм, с пробкой, полистирол, стерильно**

Код изделия производителя: **5140/T/SG**

Артикул поставщика: **11005650**

#### Описание

**Пробирка 20 мл, цилиндрическая**, с красной пробкой, без делений. Пробка гарантирует абсолютную герметичность, рифленая поверхность пробки обеспечивает безопасное и легкое открытие/закрытие. Без этикетки. Изготовлена из устойчивого к механическим повреждениям, кристаллического полистирола высокой прозрачности. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 4500 g в течение 20 минут. Стерильна, упакована в пакете по 200 штук. Апиrogenна, не содержит латекс.

*СЕ маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/СЕ и D.lgs 332 от 08/09/2000.*

#### Технические характеристики

Микробиологический статус	Стерильно
Материал пробирки	Полистирол
Материал пробки	Полиэтилен
Температурный диапазон для пробирки	От -10°C до +70°C
Температурный диапазон для пробки	От -50°C до +75°C
Размеры пробирки, мм	Ø 16 × 150
Размеры пробки, мм	Ø 18 × 25
Объем до края, мл	20,7
Толщина пробирки, мм	1,10
Вес пробирки, гр.	8,1
Вес пробки, гр.	1,8
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

#### Назначение

Пробирка лабораторная используется, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначена для сбора крови и биологических жидкостей, и должна использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов. *Национальная классификация медицинских изделий (CND-для итальянского законодательства) – W050301020102 (Изделия для анализа проб, пластиковые пробирки без наполнителей).*

#### Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

#### Упаковка

Количество (шт.): 800

Внутренняя упаковка (шт.): 200

Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 52,5×37,5×35

Вес (кг): 6,2

Объем (м<sup>3</sup>): 0,069


#### Символы на упаковке




Дата производства



Дата истечения срока годности



Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам



Номер серии



Одноразовое изделие



Стерилизация ионизирующим излучением