

Технический паспорт

Изделие для укупорки и герметизации: пробка целлюлозная

Описание

Пробки для бактериологии. Изготовлены из целлюлозной ваты в форме усеченного конуса, воздухопроницаемы, для закрытия пробирок или колб. Возможно, стерилизация при температуре до +200°C. Пробки являются отличным средством для укупоривания микробиологических образцов и тканей культур, так же для подготовки пробирок/колб перед наполнением средой.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал	100% выбеленная сульфатная целлюлоза
Время погружения	Максимально 5 сек.
Водоудержание	Минимально 13 гр.
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Артикул поставщика	Код	Внутренний Ø горловины сосуда, мм	Длина пробки, мм	Верхний Ø пробки, мм	Средний Ø пробки, мм	Нижний Ø пробки, мм
12002740	12046	9,5-11,5	32	14	11,5	9
12002742	12047	12-14,5	39,5	15,25	14,5	11
12002741	12048	10,5-12,5	27	13,5	12	9,5
12002745	12049	14-16	36	17,5	15,5	13
12002743	12050	13,5-15,5	39	18	16	12,5
12002744	12052	13-16	34	19	16	11,5
12002747	12053	20,5-22	42	22,5	22	20
12002746	12054	17,5-21,5	44,5	25	21	16,5
12002748	12055	25-27	40,5	29,5	26	24
12002749	12056	29,5-31	63	36	33-33,5	30,5

Допустимая погрешность в размерах: 0,5-1,0 мм






Назначение

Только для профессионального использования в лабораториях. Не подлежит СЕ маркировке.

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Символы на упаковке

- | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------------|---|--|
|  | Дата производства |  | Дата истечения срока годности |  | Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам |
|  | Номер серии |  | Одноразовое изделие | | |