

### Технический паспорт

## Контейнер для отбора, транспортировки и хранения биологических материалов 2 л

Код изделия производителя: **5434**

Артикул поставщика: **12002805**

### Описание

**Контейнер для сбора суточной мочи объемом 2000 мл**, прямоугольной формы, изготовлен из полиэтилена (ПЭ) и имеет эргономичную ручку. Нейтрального цвета. На контейнер нанесена градуировка от 100 до 2000 мл с шагом в 50 мл. С завинчивающейся герметичной крышкой из полипропилена, рифленые края обеспечивают безопасное и легкое открытие/закрытие. Изделие не содержит латекса. Подходит для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с действующими нормами.

*СЕ маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/СЕ и D.lgs 332 от 08/09/2000.*

### Технические характеристики

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Микробиологический статус             | Нестерильно                 |
| Материал контейнера                   | Полиэтилен                  |
| Материал крышки                       | Полипропилен                |
| Температурный диапазон для контейнера | От -50°C до +75°C           |
| Температурный диапазон для крышки     | От -10°C до +121°C          |
| Размер контейнера, мм                 | 120 × 90 × 245              |
| Размер крышки, мм                     | Ø 83 × 15                   |
| Шкала градуировки, мл                 | минимум 100 – максимум 2000 |
| Шаг шкалы, мл                         | 50                          |
| Вес контейнера с крышкой, г           | 122                         |
| Срок годности                         | 5 лет                       |

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

### Назначение

Контейнер для мочи, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для сбора и содержания биологических жидкостей и образцов, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

*Национальная классификация медицинских изделий (CND) - W05010203 (Контейнеры для сбора мочи)*

### Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

### Упаковка

Количество (шт.): **52**

Внутренняя упаковка (шт.): **52**

### Символы на упаковке



Дата производства

Номер серии



Дата истечения срока  
годности

Одноразовое изделие



Пожалуйста, обратитесь к  
сопроводительным документам