

### Технический паспорт

#### Чашка по типу чашек Петри односекционная, диаметр 120 мм

Код изделия производителя: **181/SG**

Артикул поставщика: **11000208**

#### Описание

**Чашка по типу чашек Петри Ø 120 мм, без вентиляционных опор.** Стерильная, не содержит пироген. Изготовлена из кристаллического полистирола высокой прозрачности, нетоксична, не царапается. Идеальна для повседневного применения, бактериологических исследований и для использования в автоматических машинах розлива. Имеет идеально ровную поверхность для однородного распределения агара. Стерильная, по 10 шт. в пакете. Изделие не содержит латекс.

*CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.*

#### Технические характеристики

Микробиологический статус	Стерильно (SAL 10 <sup>-6</sup> )
Материал чашки	Полистирол
Температурный диапазон	от -10°C до +70°C
Внутренний диаметр основания	111 ± 0,5 мм
Внешний диаметр основания	113 ± 0,5 мм
Высота основания	13,0 ± 1,5 мм
Вес основания	15,4 гр.
Внутренний диаметр крышки	115,5 ± 0,5 мм
Внешний диаметр крышки	119,5 ± 0,5 мм
Высота крышки	10,0 ± 1,5 мм
Вес крышки	14,7 гр.
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»  
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

#### Назначение

Чашка Петри используется, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для содержания культурных сред, идентификации бактерий в среде, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов. *Национальная классификация медицинских изделий (CND – для итальянского законодательства) – W0503030101 (Чашки Петри).*

#### Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

#### Упаковка

Количество (шт.): 320

Внутренняя упаковка (шт.): 10







Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 48,5 × 48,5 × 33

Вес (кг): 11,3

Объем (м<sup>3</sup>): 0,078

#### Символы на упаковке

- |   |                   |   |                               |   |  |
|---|-------------------|---|-------------------------------|---|--|
|  | Дата производства |  | Дата истечения срока годности |  | Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам |
|  | Номер серии       |  | Одноразовое изделие           |  | Стерилизация ионизирующим излучением                 |