

**Kartell SpA** DIVISIONE  
LABWARE

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
**ПРОБКИ КОНИЧЕСКИЕ С ОТВЕРСТИЯМИ**

Mod. AQ 001  
От 25/09/2003

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

Наименование изделия	Пробка коническая с отверстиями
Назначение	Пробки лабораторные общего назначения
Материал	Красная резина

**РАЗМЕРЫ**

Код пробки (с 1 отверстием)	Код пробки (с 2 отверстием)	Верхний Ø, мм	Нижний Ø, мм	Ø отверстия, мм	Высота, мм
3820	-	12	9	3	18
3822	-	14	11	3	18
3823	-	16	12	3	20
3824	-	18	13	3	22
3825	3841	20	14	3	24
3826	3842	23	16	6	26
3827	3843	26	19	6	28
3828	3844	30	21	6	29
3829	3845	32	25	6	34
3830	3846	37	28	6	37
3831	3847	42	32	6	41
3832	3848	45	34	6	45
3833	3849	48	37	6	50
3834	3850	54	41	6	53
3835	3851	60	43	6	60

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

СЕ маркировка	Отсутствует
Контакт с пищевыми продуктами	Нет

**СТЕРИЛИЗАЦИЯ**

Автоклавирование при +121°C	Да
-----------------------------	----

**ОЧИСТКА**

Легкое загрязнение	Использовать нейтральные моющие средства (pH7)
Сильное загрязнение	Использовать щелочные моющие средства (до pH12)



**ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ**

Категория веществ	Пример	Концентрация, %	T=20°C	T=40°C	T=60°C
Неорганические кислоты	Серная кислота	98	C	C	C
Органические кислоты	Бензойная кислота	100	C	C	C
Спирты	Этанол	100	C	C	C
Альдегиды	Ацетальдегид	100	C	C	C
Неорганические основания	Гидроксид натрия	50	C	C	C
Органические основания	Анилин	100	C	C	C
Кетоны	Ацетон	100	C	C	C
Эфиры	Этилацетат	100	C	C	C
Галогенопроизводные углеводороды	Дихлорэтилен	100	C	C	C
Ароматические углеводороды	Бензол	100	C	C	C
Линейные углеводороды	Гексан	100	C	C	C
Супер растворители	Тетрагидрофуран	100	C	C	C

Обозначения:

- А: хорошая стойкость (отсутствие повреждений в течение 30 дней)

- В: достаточная стойкость (незначительные повреждения при контакте, которые могут носить временный характер)

- С: низкая стойкость (не допускается использование с химическими веществами, или возникает немедленное необратимое повреждение).

Данная информация носит справочный характер. Рекомендуется проводить предварительное тестирование на устойчивость.

**УПАКОВКА**

<b>Код пробки (с 1 отверстием.)</b>	<b>Код пробки (с 2 отверстиями.)</b>	<b>Упаковка, шт</b>
3820	-	25
3822	-	25
3823	-	25
3824	-	25
3825	3841	25
3826	3842	25
3827	3843	25
3828	3844	25
3829	3845	25
3830	3846	5
3831	3847	5
3832	3848	5
3833	3849	5
3834	3850	5
3835	3851	5

**ООО «МИНИМЕД»****ПЕРЕВОД ВЕРЕН****Служба качества**  
Massimiliano Capitano

Этот документ представляет собой электронную версию: подпись не требуется.