

## Паспорт

### Пробка резиновая (к СОЭ-метру)

#### 1. Назначение

Предназначена для установки пипеток стеклянных в гнезда штатива СОЭ-метра, расположенные в его основании, для определения скорости оседания эритроцитов при отстаивании стабилизированной крови в клинико-диагностических учреждениях, а также используется для укупоривания инъекционных форм антибиотиков, бактериологических и биологических препаратов, лекарственных препаратов внутреннего и наружного употребления.

#### 2. Основные технические характеристики

1. Пробки изготовлены из резины.
2. Меньший диаметр - 8 мм. Большой диаметр - 13 мм. Высота - 7 мм.

#### 3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировании. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

#### 4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с изделиями из резины. Использовать только по назначению. Запрещается укупоривание этилового эфира, скипидара, фенола, метилсалицила, хлорэтила, хлороформа, четыреххлористого углерода и минерального масла.

#### 5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

#### 6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., 18 F-3, №1 Building, No. 487, Yangmuqi Road, 315042 Ningbo, China (Китай)

Поставщик: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.