

**Технический паспорт
Микропробирка 0,5 мл (тип Эппендорф®)**

Код изделия производителя: **1003/V**

Артикул поставщика: **11005512**

Описание

Микропробирка 0,5 мл, типа EPENDORF®/VITRATON AKES®, коническая, с защелкивающейся легко прокалываемой крышкой, без делений. Изготовлена из медицинского полипропилена. Также можно использовать для образцов в химических исследованиях. Автоклавирование при температуре до +121°C. RCF максимум 11000 g. Не содержит латекс.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал	Полипропилен
Объем, мл	0,5
Тип	Eppendorf®, Vitraton Akes®
Температурный диапазон	от -10°C до +121°C
Размеры, мм	Ø 7,5 × 30
Вес, гр.	0,5
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Пробирка лабораторная используется, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначена для сбора крови и биологических жидкостей, и должна использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов. *Национальная классификация медицинских изделий (CND-для итальянского законодательства) – W050301020202 (Изделия для анализа проб, пластиковые микропробирки без наполнителей).*

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 14000

Внутренняя упаковка (шт.): 1000

Минимальное реализуемое количество

Вес (кг): 8,0

Объем (м³): 0,048


Символы на упаковке




Дата производства



Дата истечения срока годности



Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам



Номер серии



Одноразовое изделие