

**Технические данные**

**Пробирка с К<sub>3</sub>-ЭДТА, с резиновой пробкой**

**1. Код производителя**

GT210-002.

**2. Область применения**

Предназначена для взятия капиллярной крови и доставки её в лабораторию для проведения анализов.

**3. Описание**

Калиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) является предпочтительным антикоагулянтом для гематологических исследований. Соль К<sub>3</sub>ЭДТА нанесена на внутренние стенки пробирок. Резиновая пробка пробирки снабжена эластичным крестообразным клапаном, в который легко можно вставить воронку или капилляр для сбора крови. Такая конструкция пробки позволяет выполнять процедуру взятия крови не открывая пробирку, а это, прежде всего, безопасность для персонала и значительная экономия времени.

**4. Используемый материал**

ООО «МИНИМЕД»

№	Компонент	Материал
1	Пробирка	Полипропилен
2	Пробка	Бутилкаучук
3	Промежуточная упаковка	Пенопластовый штатив
4	Транспортная упаковка	Гофрированный картон + эстампная бумага

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

**5. Размеры**

Артикул	Код производителя	Наполнитель	Цвет пробки	Объем наполнения, мл	Диаметр, мм	Высота, мм
12006331	GT210-002	К <sub>3</sub> -ЭДТА	фиолетовый	0,25	10,3/8,3	44
12006332			фиолетовый	0,5	10,3/8,3	44

**6. Серия**

Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.

**7. Условия хранения**

Изделие должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре ≤40°C и относительной влажности ≤80%.

**8. Метод стерилизации**

Газовый - этилен оксидом.

**9. Срок годности**

3 года.