

Паспорт

Ступка с пестиком стеклянные ТУ 4320-012-29508133-2009

1. Назначение

Предназначены для приготовления порошковых субстанций.

2. Основные технические характеристики

Внутренний Ø ступки, мм	Глубина ступки, мм	Высота ступки, мм	Ø пестика × длина пестика, мм
60 ± 2,0	25 ± 2,0	40 ± 2,0	(18 ± 2,0) × (86 ± 2,0)
75 ± 2,0	35 ± 2,0	40 ± 2,0	(18 ± 2,0) × (90 ± 3,0)
90 ± 3,0	40 ± 2,0	50 ± 3,0	(25 ± 2,0) × (130 ± 4,0)
120 ± 3,0	50 ± 2,0	60 ± 3,0	(29 ± 2,0) × (135 ± 4,0)
150 ± 4,0	70 ± 3,0	85 ± 3,0	(34 ± 2,0) × (180 ± 5,0)
180 ± 5,0	80 ± 3,0	96 ± 3,0	(34 ± 2,0) × (180 ± 5,0)

1. Ступка с пестиком стеклянные изготовлены по ТУ 4320-012-29508133-2009.
2. Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.
3. Для более эффективного растирания внутренняя поверхность ступки шероховатая.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделие не должно подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие ступок с пестиком стеклянных требованиям ТУ 4320-012-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.