

**Технический паспорт**  
**Шпатель по типу Дригальского, L-форма, стерильно**

Код изделия производителя: **5200/SG**

Артикул поставщика: **12006725**

**Описание**

Предназначен для бактериологии. Полностью гладкая круглая поверхность позволяет распределять даже жидкие образцы по поверхности агара без риска его повреждения. Стерильно, упаковка 5 штук.

*CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.*

**Технические характеристики**

Микробиологический статус	Стерильно
Материал	Полипропилен
Температурный диапазон	От -10°C до +121°C
Форма	L-образная
Размеры, мм	Ø 4,9 × 150 × 37,6
Угол	100°
Вес, гр.	3,3
Цвет	Белый
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

**Назначение**

«Медицинское изделие для INVITRO диагностики», шпатель предназначен для посева культур микроорганизмов на поверхность питательных сред с целью проведения лабораторных диагностических исследований. **Только для профессионального использования.**

*Национальная классификация медицинских изделий (CND) – W05039099 (Изделия для анализа проб–Другие). EDMA код – 24091001-аппараты- аксессуары- расходные материалы- программное обеспечение.*

**Инструкция по эксплуатации**

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость к нему.

**Упаковка**

Количество (шт.): 2000

Внутренняя упаковка (шт.): 5

Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 39 × 26,5 × 28,5

Вес (кг): 10,00

Объем (м<sup>3</sup>): 0,029

**Символы на упаковке**




Дата производства



Дата истечения срока годности




Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам



Номер серии



Одноразовое изделие



Стерилизация ионизирующим излучением