

Технический паспорт

Пробирка лабораторная 5 мл, цилиндрическая, 12 × 75 мм, полипропилен

Код изделия производителя: 1075/МО

Артикул поставщика: 11005666

Описание

Пробирка 5 мл, цилиндрическая, тип SORVALL CW1, без делений. Изготовлена из медицинского полипропилена, прозрачного, небьющегося. Автоклавирование при температуре +121°C. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 10 000 g в течении 20 минут. Не содержит латекс.

СЕ маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/СЕ и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал	Полипропилен
Температурный диапазон	от -10°C до +121°C
Объём, мл	5,0
Размеры пробирки, мм	Ø 12 × 75
Толщина, мм	1,0
Вес, гр.	2,1
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Пробирка лабораторная используется, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначена для сбора крови и биологических жидкостей, и должна использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов. *Национальная классификация медицинских изделий (CND-для итальянского законодательства) – W050301020102 (Изделия для анализа проб, пластиковые пробирки без наполнителей).*

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 4000

Внутренняя упаковка (шт.): 1000

Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 52,5 × 37,5 × 35

Вес (кг): 9,9

Объем (м³): 0,069

Символы на упаковке

- | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------------|---|--|
|  | Дата производства |  | Дата истечения срока годности |  | Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам |
|  | Номер серии |  | Одноразовое изделие | | |