

Технический паспорт

Пробирка лабораторная 15 мл, цилиндрическая, с 2-х позиционной пробкой и делениями

Код изделия производителя: **10450/SG**

Артикул поставщика: **11005626**

Описание

Пробирка 15 мл, с 2-х позиционной пробкой. Изготовлена из полистирола, с делениями. Двухпозиционная пробка позволяет при легком нажатии обеспечить проветривание содержимого, при сильном нажатии – герметичность закрытия. Стерильная, упаковка 50 штук. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 1400 g.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Микробиологический статус | Стерильно |
| Материал пробирки | Полистирол |
| Материал пробки | Полиэтилен |
| Температурный диапазон для пробирки | от -10°C до +70°C |
| Температурный диапазон для пробки | от -50°C до +75°C |
| Шкала градуировки | Мин. 1 мл- макс.12 мл |
| Цена деления | 0,25 мл |
| Размеры пробирки | Ø 17 × 100 мм |
| Размеры пробки | Ø 22 × 20 мм |
| Вес пробирки | 4,8 гр. |
| Вес пробки | 1,5 гр. |
| Срок годности | 5 лет |

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Пробирки лабораторные, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначены для сбора крови и биологических жидкостей, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов. *Национальная классификация медицинских изделий (CND) - W050301020102 (Анализ образцов, пластиковые пробирки без добавок).*







Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 1000 Внутренняя упаковка (шт.): 25 Минимальное реализуемое количество
Габаритный размер коробки (см): 52,5 × 37,5 × 35 Вес (кг): 7,93 Объем (м³): 0,069

Символы на упаковке

| | | |
|---|---|--|
|  Дата производства |  Дата истечения срока годности |  Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам |
|  Номер серии |  Одноразовое изделие |  Стерилизация ионизирующим излучением |