

Паспорт
Капельница ЗП-15,0 ХС (Шустера)
ГОСТ 25336-82

1. Назначение

Предназначена для дозирования индикаторов и иных растворов в лабораторной практике.

2. Основные технические характеристики

1. Капельница ЗП-15,0 ХС (Шустера) изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
2. Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.
3. Капельница исполнения 3, с клювиком и тубусом с полиэтиленовой пробкой.
4. Габаритный размер, мм – $(50 \pm 2,0) \times (70 \pm 5,0) \times (75 \pm 5,0)$.
5. Номинальная вместимость, мл – 50. Номинальная вместимость в обозначении и наименовании капельницы является условной.
6. Диаметр тубуса, мм - 15.
7. Укомплектована полиэтиленовой пробкой.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделие не должно подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие капельницы ЗП-15,0 ХС (Шустера) требованиям ГОСТ 25336-82 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.