

Паспорт Укладка для лаборанта

1. Назначение

Предназначена для использования в медицинской практике для транспортировки лабораторных принадлежностей и образцов.

2. Основные технические характеристики

1. Габаритные размеры контейнера, мм – (420±10,0) x (250±10,0) x (230±10,0).
2. Общий вес снаряженной укладки – 1,7 кг.
3. Укладка для лаборанта устойчива к дезинфекции всеми разрешенными дезинфицирующими средствами.
4. Укладка состоит из контейнера-сумки для лаборанта, укомплектованного набором лабораторных принадлежностей.

№	Содержимое укладки	Количество
1	Штатив для пробирок на 40 гнезд	1 шт.
2	Штатив для пробирок ШП-20 на 20 гнезд	1 шт.
3	Пробирки ПХ-14	10 шт.
4	Пробирки ПХ-16	10 шт.
5	Пробирки центрифужные неградуированные П-1-10	5 шт.
6	Спринцовки резиновые № 0	2 шт.
7	Пробки резиновые диам. 14,5 мм	5 шт.
8	Перчатки смотровые	1 пара
9	Скарификаторы стерильные	10 шт.
10	Банка БВ-100-40-ОС-БСЗ с мет. крышкой (100 мл)	1 шт.
11	Стекло предметное со шлифованными краями для растяжки мазков (СО-2)	1 шт.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Изделие индивидуально упаковано. Упаковка изделия обеспечивает его сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет маркировку «Хрупкое. Осторожно». Условия транспортирования изделий – по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения – по группе 6 ГОСТ 15150-69.

4. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

5. Гарантии изготовителя

Изготовитель (юридический адрес): ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Гарантийный срок эксплуатации укладки для лаборанта, при условии отсутствия механических и других видимых повреждений — 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.